

VITAMÍN K₁


fytomenadion

CAS: 84-80-0

Vzorec: C₃₁H₄₆O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	450,68
Hustota:	0,97 g·cm ⁻³
Obsah (HPLC):	97-103 %
Index lomu:	1,523-1,526
Síranový popel:	< 0,1 %
Těžké kovy:	< 0,002 %
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, pro biochemii	1 g	R 38041
min 97 %, pro biochemii	5 g	R.3804.3
min 97 %, pro biochemii	10 g	R 38042