

**Krabička pro 200 mikrozkušavek (20 × 10)**

Krabička s průsvitným víčkem na mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml a kryovialky

- Průhledné víčko a očíslované pozice pro snadnou identifikaci

**Technické parametry**

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	-90 až +121 °C
Max. výška zkumavky:	58 mm
Max. průměr zkumavky:	12 mm
Rozměry:	275 × 140 × 60 mm



Krabička pro 200 mikrozkušavek

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na 200 mikrozkušavek	1	R678671