

**Teploměr na měření v půdě**

Analogový teploměr s vpichovou sondou

- Pro měření teploty v hlubších vrstvách půdy

**Technické parametry**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rozsah:                  | -20 až +60 °C |
| Rozlišení:               | 1 °C          |
| Přesnost:                | +mn2 °C       |
| Délka sondy:             | 3 x 200 mm    |
| Průměr sondy:            | 3 mm          |
| Průměr teploměru:        | 40 mm         |
| Záruka pro firmy:        | 12 měsíců     |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců     |



Teploměr na měření v půdě

| Popis                     | Katalogové číslo |
|---------------------------|------------------|
| Teploměr na měření v půdě | R575561          |