

Špičky makro QUALITIX® | SOCOREX

Originální špičky SOCOREX pro objemy 1 až 10 ml pro pipety řady Acura a Calibra

- Autoklárovatelné včetně krabiček

Technické parametry

Materiál: panenský PP bez stop kovů



Makro špičky Qualitix Macrotip Socorex



Makro špičky Socorex

Typ špičky	Max.objem (μl)	Barva	Vhodné pro pipety	Balení (ks)	Katalogové číslo
A - makro 2 ml	2 000	čirá	SOCOREX EPPENDORF	250/bal.	S831202
B - makro 5 ml	5 000	čirá	SOCOREX GILSON	250/bal.	S831205
B - makro 5 ml	5 000	čirá	SOCOREX GILSON	50/krab.	S831215
C - makro 10 ml	10 000	čirá	SOCOREX GILSON	100/bal.	S831210