

Krabička do mrazicích boxů PP

Barevné autoklávovatelné krabičky s připojeným víčkem na kryozkumavky a nádoby na vzorky

- Variabilní systém 2 velikostí barevných krabiček a 5 různých mřížek
- Krabičky dodáváme bez mřížky, lze je použít samostatně na uložení větších nádobek

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	133 × 133 mm
Teplotní rozsah:	−90 až +121 °C



Krabička do mrazicích boxů PP

Výška krabičky (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
52	čirá	1	R.CLH7.1
52	žlutá	1	R.CLH8.1
52	červená	1	R.CLH9.1
52	zelená	1	R.CLK0.1
52	modrá	1	R.CLK1.1
52	černá	1	R.CLK2.1
75	čirá	1	R.CLK3.1
75	žlutá	1	R.CLK4.1
75	červená	1	R.CLK5.1
75	zelená	1	R.CLK6.1
75	modrá	1	R.CLK7.1
75	černá	1	R.CLK8.1

Mřížka do krabiček

- Vhodné mřížky objednávejte samostatně, nejsou součástí krabiček

Technické parametry

Materiál:	PP
Výška mřížky:	30 mm

Uspořádání	Rozměr otvorů mřížky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
6 × 6	20,5 × 20,5	1	R.CLK9.1
7 × 7	17,3 × 17,3	1	R.CLLO.1
8 × 8	15,8 × 15,8	1	R.CLLO.1
9 × 9	12,8 × 12,8	1	R.CLLO.1
10 × 10	11,2 × 11,2	1	R.CLLO.1