

Špičky micro Vertex™ | SSI

Špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Vysoce kvalitní špičky pro běžné aplikace nevyžadující hydrofobní úpravu NoStick
- Balení v sáčcích nebo robustních krabičkách snadno otevíratelných jednou rukou
- Špičky vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPETTE, GILSON a NICHIRIO odpovídajících objemů
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz a PCR inhibitorů
- Pokud si potřebujete ověřit jejich použitelnost pro vaši pipetu, napište nám, rádi vám pošleme vzorky

Technické parametry

Materiál:

panenský PP



Mikro špičky Vertex



Micro špičky Vertex™

Typ špičky	Objem (μl)	Barva	Graduace (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
mikro gilson, délka 31,1 mm	0,1 - 10	čirá	ne	1000	U104000
mikro gilson, délka 31,1 mm	0,1 - 10	čirá	2 a 10	96/krab.	U411700.1
mikro gilson, délka 31,1 mm	0,1 - 10	čirá	2 a 10	10x96/krab.	U411700.2
mikro XL, délka 45,8 mm	0,1 - 10	čirá	ne	1000	U413005
mikro XL, délka 45,8 mm	0,1 - 10	čirá	2 a 10	96/krab.	U413700.1
mikro XL, délka 45,8 mm	0,1 - 10	čirá	2 a 10	10x96/krab.	U413700.2
200 univerzální	1 - 200	čirá	10, 50 a 100	1000	U021600
200 univerzální	1 - 200	čirá	10, 50 a 100	96/krab.	U021605.1
200 univerzální	1 - 200	čirá	10, 50 a 100	10x96/krab.	U021605.2
200 univerzální	1 - 200	žlutá	10, 50 a 100	1000	U028420
200 univerzální	1 - 200	žlutá	10, 50 a 100	96/krab.	U028422.1

200 univerzální	1 - 200	žlutá	10, 50 a 100	10x96/krab.	U028422.2
1 000 univerzální	100 - 1 000	modrá	100, 500 a 1 000	1000	U100020
1 000 univerzální	100 - 1 000	modrá	100, 500 a 1 000	96/krab.	U100022.1
1 000 univerzální	100 - 1 000	modrá	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	U100022.2