

**Krabička a stojánek 2 v 1 Work2Store® a Work2Store® Micro | HEATHROW SCIENTIFIC**

Autoklávovatelný rozložitelný stojánek a krabička na ukládání mikrozkuvek nebo PCR stripů

- Patentovaný systém rozšíření umožňuje oddálit jednotlivé řady stojánku a vytvořit prostor pro snadnou manipulaci se vzorky - [PROHLÉDNĚTE SI VIDEO](#)
- Číré víčko lze nasadit z obou stran a drží složený stojánek pohromadě pro bezpečnou manipulaci
- Nasazené víčko umožňuje použít stojánek jako krabičku do mrazicích boxů
- Oboustranný stojánek Work2Store® Micro pro 0,5 a 0,2ml mikrozkuvky a PCR stripy po 8 nebo po 12
- Alfnumerický popis pozic pro identifikaci vzorků, možnost ukládat uzavřené krabičky na sebe
- Stojánek Work2Store® pro kryozkuvky do objemu 2,0 ml a mikrozkuvky 1,5 a 2,0 ml
- Zúžení jamek stojánku Work2Store® ve střední části fixuje zamrazovací a kónické mikrozkuvky a umožňuje otevření víčka jednou rukou

**Technické parametry**

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	-80 až +121 °C

Model	Work2Store®	Work2Store® Micro
Použití	kryozkuvky max. 2,0 ml a 1,5 a 2,0ml mikrozkuvky	mikrozkuvky 0,2 a 0,5 ml nebo PCR stripy
Kapacita	64 (8 × 8) otvorů o průměru 12 mm	jedna strana: 64 (8 × 8) otvorů o průměru 7,99 mm druhá strana: 96 (8 × 12) otvorů o průměru 6,30 mm
Rozměry krabičky s víčkem	133 × 133 × 53 mm	133 × 133 × 48 mm
Rozměry roztaženého stojánku	310 × 128 × 33,5 mm	310 × 128 × 31 mm



Rozložený stojánek Work2Store®



Stojánek Work2Store® Micro s nasazeným víčkem



Stojánek Work2Store® Micro s nasazeným víčkem



Rozložený stojánek Work2Store® Micro



Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Work2Store®	1	U120018
Work2Store® Micro	1	U120183