


HLINÍK
CAS: 7429-90-5

Vzorec: Al

- **Jedná se o prekurzor výbušnin ve smyslu Nařízení evropské komise č. 2019/1148, přílohy II, u nichž se podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže musí oznámit do 24 hodin**

Technické parametry

Atomová hmotnost:	26,98
Bezp. věty (GHS):	H250-H261 (pro práškovou formu)
Sušidlo vhodné pro:	alkoholy


HLINÍK

práškový či granulovaný

Čistota	Balení	Katalogové číslo
granulovaný 1-5 mm min 99 %	250 g	R.5280.1
granulovaný 1-5 mm min 99 %	1 kg	R.5280.2
práškový, <160 µm min 99 %	250 g	R.5285.1
práškový, <160 µm min 99 %	1 kg	R.5285.2
granulovaný ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	25 g	R.5577.1
granulovaný ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	100 g	R.5577.2
~ 95 %, jemná vlna	100 g	R.2272.1
~ 95 %, jemná vlna	500 g	R.2272.2
~ 95 %, jemná vlna	1 kg	R.2272.3

~ 99 %, hrubá vlna	100 g	R.2630.1
~ 99 %, hrubá vlna	500 g	R.2630.2
~ 99 %, hrubá vlna	1 kg	R.2630.3