

Stojánek "Mini SlipLock Flipper" 2 v 1 | SSI

Pro mikrozkušavky na jedné straně a PCR zkušavky, stripy a destičky na druhé straně

- Barevné stojánky lze spojovat do řady nebo stavět na sebe
- Průhledné víčko k nasazení na dva spojené stojánky

Technické parametry

Kapacita :	16 mikrozkušavek 0,5 ml / stojánek 24 mikrozkušavek 1,5/2,0 ml / stojánek 60 PCR zkušavek 0,1 ml nebo 0,2 ml / stojánek 12 stripů po 8 nebo 11 stripů po 12 / 2 stojánky 1 destička / 2 stojánky
Teplovní rozsah:	-80 až +121 °C
Materiál:	PP
Rozměry 1 stojánku (š × d × v):	54 × 134 × 35 mm
Rozměry 2 spojených stojánků (š × d × v) bez víčka / s víčkem:	108 × 134 × 35 mm / 110 × 133 × 58 mm



Stojánek "Mini SlipLock Flipper" 2 v 1

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sada 4 stojánků (zelený, modrý, červený a žlutý) a 2 čirá víčka	1 sada	U530559