

### Krabička chladicí oboustranná IsoFreeze | SSI

Chladítko pro 0,5 ml nebo 1,5/2,0 ml mikrozkušavky pro dva teplotní rozsahy

- Robustní polykarbonátová krabička s otvory na obou stranách
- Ideální pro dlouhodobé uchování teplotně citlivých materiálů na stole
- Bílá krabička 0 °C pro teplotu pod 0 °C
- Modrá krabička -20 °C pro teplotu -10 až -20 °C

### Technické parametry


Materiál krabičky:	barevný silnostěnný PC, náplň netoxický gel
Materiál víka:	čirý PC
Kapacita :	20 mikrozkušavek - 0,5 ml na jedné straně, nebo 1,5/2,0 ml na druhé straně
Rozměry:	110 × 170 × 105 mm



Krabička chladicí oboustranná IsoFreeze bílá



Krabička chladicí oboustranná IsoFreeze modrá



Barva	Teplota (°C)	Čas (h)	Balení (ks)	Katalogové číslo
bílá	0	5	1	R108771
modrá	-10 až -20	2	1	R108871

\*Čas po vyjmutí z mrazničky, během kterého teplota nevzroste nad udávanou hodnotu.