


Špičky makro 5 a 10 ml Vertex™ | SSI

Autoklávovatelné přesné makro špičky

- Balení v sáčku nebo v autoklávovatelných krabičkách

Technické parametry

Materiál: extra čistý PP



 P-LAB

Špičky Vertex™ 5 a 10 ml



 P-LAB

Makro špičky Vertex™ v krabičce

| Typ špičky | Objem (μl) | Barva | Délka špičky (mm) | Vhodné pro pipety | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|----------------|-------|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 5 ml | 1 000 - 5 000 | čirá | 124 | GILSON, RAININ | 250/bal. | U441000 |
| 5 ml | 1 000 - 5 000 | čirá | 124 | GILSON, RAININ | 50/krab. | U441010 |
| 5 ml | 1 000 - 5 000 | čirá | 124 | EPPENDORF, SOCOREX, BIOHIT | 250/bal. | U442000 |
| 5 ml | 1 000 - 5 000 | čirá | 124 | EPPENDORF, SOCOREX, BIOHIT | 50/krab. | U442010 |
| 10 ml | 1 000 - 10 000 | modrá | 143 | SOCOREX, FINNPIPETTE | 100/bal. | U452000 |
| 10 ml | 1 000 - 10 000 | modrá | 143 | SOCOREX, FINNPIPETTE | 25/krab. | U452010 |
| 10 ml | 1 000 - 10 000 | čirá | 161 | EPPENDORF, GILSON, RAININ, BIOHIT | 100/bal. | U453000 |
| 10 ml | 1 000 - 10 000 | čirá | 161 | EPPENDORF, GILSON, RAININ, BIOHIT | 25/krab. | U453010 |

Špičky v krabičkách lze objednat i sterilizované gama zářením - informujte se.