

Váhy přesné laboratorní řady Practum® | SARTORIUS

Přesné, mimořádně odolné a spolehlivé laboratorní váhy, navržené a vyrobené v Německu

- Programový zámek pro zabránění nežádoucí manipulace
- Programovatelný interval přenosu dat, automatické rozpoznání tiskárny Sartorius YPD40
- Jednoduché ovládání pomocí velkého dotykového displeje
- Externí kalibrace, 20 volitelných váhových jednotek
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, vážení za nestabilních podmínek
- Robustní konstrukce zaručuje dlouhodobé bezproblémové používání
- Velké stavitelné přední nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- Miska z nerez oceli s ochranným krytem, podvěsné vážení
- Mini USB pro připojení tiskárny, nebo pro přenos dat do Excelu

**Váhy laboratorní přesné s rozsahem 210 a 310 g**

Přesné váhy s rozlišením na 1 mg

- Modely s trojstranně otevíratelným skleněným ochranným krytem proti průvanu

Technické parametry

Typický stabilizační čas:	1 vteřina
Průměr misky:	120 mm
Výška ochranného krytu :	209 mm
Napájení:	12-18 V DC adaptér
Rozměry (š x h x v):	216 x 360 x 320 mm
Hmotnost:	4,9 kg

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g)	Linearita (g)	Katalogové číslo
213-1S	210	0.001	+mn0,001	+mn0,002	I444841
313-1S	310	0.001	+mn0,001	+mn0,002	I444741

Univerzální síťový adaptér (100-240 V) je součástí dodávky



Váhy laboratorní přesné s rozsahem 610 až 5 100 g

Váhy s rozlišením na 10 mg

Technické parametry

Typický stabilizační čas:	pro model 5100 1 vteřina, pro ostatní 1,5 vteřiny
Průměr misky:	180 mm
Napájení:	12-18 V DC adaptér
Rozměry (š x h x v):	216 x 360 x 95 mm
Hmotnost:	3,1 kg

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g)	Linearita (g)	Katalogové číslo
612-1S	610	0,01	+mn0,01	+mn0,03	I445141
1102-1S	1 100	0,01	+mn0,01	+mn0,03	I445041
2102-1S	2 100	0,01	+mn0,01	+mn0,03	I444941
5101-1S	5 100	0,1	+mn0,1	+mn0,3	I445241
5100-1S	5 100	1	+mn0,5	+mn1	I445341

Univerzální síťový adaptér (100-240 V) je součástí dodávky

