

Uzávěr šroubovací s otvorem

Uzávěr pro upevnění propichovacího septa na láhve se závitovým hrdlem

Technické parametry

Materiál:	PPS (polyfenylensulfid)
Teplotní odolnost:	-50 až +250 °C



Uzávěr s otvorem

Závit	Průměr otvoru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
GL 14	9,2	10	I400741
GL 18	11,0	10	I400841
GL 25	15,0	10	I400941
GL 32	20,0	10	I401041
S 40	28,0	10	I401141
GL 45	34,0	10	I401241

Uzávěr se dodává bez septa (nutno objednat zvlášť).

Septum

Septum ze silikonového elastomeru potažené chemicky inertní vrstvou PTFE.

Technické parametry

Materiál:	silikonová guma krytá PTFE
Síla septa:	3,3 mm
Teplotní odolnost:	-200 až +250 °C

Pro uzávěr se závitem	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
GL 14	13,0	25	I401341

GL 18	16,8	25	I401441
GL 25	23,5	25	I401541
GL 32	30,2	5	I401641
S 40	38,0	5	I401741
GL 45	43,2	5	I401841



Septum