


Krabička na PCR mikrozkumavky 0,2 ml | BEL-ART

Krabička s mřížkou pro 144 jednotlivých PCR mikrozkumavek nebo pro proužky 8 nebo 12 mikrozkumavek

- Průhledné polykarbonátové víko i dno pro dobrou kontrolu obsahu
- Alfanaumerický popis pozic pro snadnou identifikaci

Technické parametry

Materiál:	PC
Uspořádání:	12 × 12 otvorů
Minimální teplota:	-86 °C



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na PCR mikrozkumavky 0,2 ml	1	A188370