



## Stojánek na zkumavky "Mega Rack" | HEATHROW SCIENTIFIC

Stojan pro velký počet zkumavek

- Ideální stojánek pro laboratoře, ve kterých je potřeba manipulovat s velkým počtem vzorků
- Tři oddělené sekce, alfanumerický popis pozic pro rychlou orientaci
- Lehká a pevná konstrukce stojánku pro snadné a bezpečné přenášení

### Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	327 × 267 × 91 mm



Pro zkumavky	Počet otvorů	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
10-13 mm	216	bílá	1	I605151
10-13 mm	216	modrá	1	I605051
13-16 mm	120	bílá	1	I605451
13-16 mm	120	modrá	1	I605551