

Stojánek na 5ml mikrozkušavky typu Eppendorf (4 × 10) | BEL-ART

Autoklávatelný stojánek vyrobený speciálně pro 5ml mikrozkušavky typu Eppendorf

- Stojánek lze použít i pro ostatní mikrozkušavky o průměru 13 až 16 mm
- Držadla pro snadné přenášení na obou koncích stojánku

Technické parametry

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Materiál: | PP |
| Kapacita stojánku: | 40 mikrozkušavek |
| Uspořádání: | 4 × 10 otvorů |
| Barva: | bílá |
| Rozměry (š × d × v): | 26,0 × 11,3 × 10,5 cm |



| Popis | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| Stojánek na mikrozkušavky 5 ml | 1 | A185134 |