

**Krabička papírová MAXI do mrazicích boxů**

Krabička pro 15 a 50 ml zkumavky z kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě

- Krabičku dodáváme včetně mřížky - po jejím vyjmutí lze krabičku použít pro uložení větších nádobek

**Technické parametry**

Materiál:	plastem potažený karton
Rozměry:	148 x 148 x 130 mm
Teplotní stabilita:	-80 °C



Krabička papírová MAXI do mrazicích boxů

Krabička pro zkumavky (ml)	Max rozměry zkumavek (mm)	Mřížka	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	17 x 120	6 x 6	1	R.CLE7.1
50	30 x 115	4 x 4	1	R.CLE6.1