

Stojánky a přihrádky s magnetickým úchytem MagLab™ | HEATHROW SCIENTIFIC

Plastové držáky pro zkumavky, mikropipety, krabice ubrousků a drobné laboratorní pomůcky

- 4 silné magnety na zadní straně každého držáku pro bezpečné uchycení na většinu kovových povrchů
- Samolepicí kovová destička pro připevnění na nekovové plochy je součástí dodávky - vytvořte si magnetickou plochu pro připevnění držáků kdekoli vám to bude vyhovovat
- Box na laboratorní ubrousky a přihrádka na různé drobné předměty - tužky, popisovače, nůžky apod.
- Stojánek na 50 ml a 15 ml centrifugační zkumavky
- Univerzální stojánek na 2 automatické mikropipety
- Sada MagLab™ obsahuje oba stojánky, box na ubrousky a přihrádku na drobné předměty

Technické parametry

Materiál:	ABS
Kapacita stojánku na zkumavky:	4 x 50 ml a 9 x 15 ml
Kapacita boxu na laboratorní ubrousky:	1 krabice ubrousků 11 x 21 cm (kat. č. R226481)



Kovová destička pro nekovové povrchy



Zadní strana kovové destičky



Box na laboratorní ubrousky




www.p-lab.cz

Stojánek na centrifugační zkumavky



www.p-lab.cz

Stojánek na centrifugační zkumavky zezadu



www.p-lab.cz

Stojánek na mikropipety



www.p-lab.cz

Příhrádka na drobné předměty

Popis	Barva	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Box na laboratorní ubrousky	zelená	130 x 91 x 98	1	R.ACL3.1
Stojánek na mikropipety	fialová	131 x 112 x 76	1	R.ACL5.1
Příhrádka na drobné předměty	oranžová	130 x 78 x 102	1	R.ACL6.1
Sada MagLab™		522 x 112 x 102	4	R.ACL6.9