

**ARSEN - standard pro AAS**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** As

- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319-H350-H415
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1 000	2% HNO <sub>3</sub>	100 ml	R.2224.1
As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1 000	2% HNO <sub>3</sub>	500 ml	R.2224.2