

BERYLLIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Be

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS):	H290-H302+H332-H311-H315-H319-H350i-EUH208
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Prvek	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
Be	1 000	2% HNO ₃ /0,5% HF	100 ml	R.2226.1
Be	1 000	2% HNO ₃ /0,5% HF	500 ml	R.2226.2