

Míchačka válcová (roller) | COLE-PARMER STUART

Míchačky speciálně určené pro šetrné míchání hematologických vzorků a buněčných suspenzí

- Současný otáčivý a kývavý pohyb válců pro dokonalé promíchání
- 4 modely s 6 nebo 9 válci a fixními nebo nastavitelnými otáčkami
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Nastavování otáček na displeji a časový spínač pouze digitální modely označené D
- Možnost použití v lednici i termostatu

Technické parametry

Záruka: 36 měsíců

Model	RS-200 a RS-200D	RS-200-L a RS-200D-L
Počet válců	6	9
Rozměry válce (Ø x délka)	30 x 340 mm	30 x 340 mm
Otáčky	33 ot./min - analogové modely 5 - 60 ot./min - digitální modely	33 ot./min - analogové modely 5 - 60 ot./min - digitální modely
Amplituda	16 mm	16 mm
Časovač digitálních modelů	1 vteřina až 90 minut nebo 1 minuta až 90 hod	1 vteřina až 90 minut nebo 1 minuta až 90 hod
Maximální zatížení	3 kg	3 kg
Pracovní prostředí	+4 až 60 °C, 80 % RH	+4 až 60 °C, 80 % RH
Napájení	230 V, 50 Hz, 50 W	230 V, 50 Hz, 50 W
Rozměry (š x h x v)	255 x 595 x 110 mm	375 x 595 x 110 mm
Hmotnost	5,1 kg	6,9 kg




Míchačka válcová (roler)




Míchačka válcová RS-200



P-LAB

Míchačka válcová RS-200D



P-LAB

Míchačka válcová RS-200-L



P-LAB

Míchačka válcová RS-200D-L

Typ	Otáčky (ot/min)	Katalogové číslo
RS-200	33	R746271
RS-200D	5-60	R746272
RS-200-L	33	R746371
RS-200D-L	5-60	R746372