


DEXTRAN 20

CAS: 9004-54-0

Vzorec: (C₆H₁₀O₅)_n

Technické parametry

| | |
|----------------------|---------|
| Molekulová hmotnost: | 20 000 |
| pH: | 4,5-7,0 |



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|---------------|--------|------------------|
| pro biochemii | 10 g | R.7617.1 |
| pro biochemii | 100 g | R.7617.2 |
| pro biochemii | 500 g | R.7617.3 |