

KYSELINA D-GLUKURONOVÁ


CAS: 6556-12-3

Vzorec: C₆H₁₀O₇

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 194,1

Teplota skladování: +4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.4124.1
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.4124.2
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.4124.3
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.4124.4