


L-ASPARAGIN MONOHYDRÁT

(S)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát

CAS: 5794-13-8**Vzorec:** C₄H₈N₂O₃ · H₂O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

150,1



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, Ph.Eur., pro biochemii	100 g	R.HN23.1
min 99 %, Ph.Eur., pro biochemii	500 g	R.HN23.2
min 99 %, Ph.Eur., pro biochemii	1 kg	R.HN23.3
min 99 %, CELLPURE [®] , pro buněčné kultury a biochemii, (endotoxiny max 6 E.U./g)	50 g	R.KK37.1
min 99 %, CELLPURE [®] , pro buněčné kultury a biochemii, (endotoxiny max 6 E.U./g)	250 g	R.KK37.2
min 99 %, CELLPURE [®] , pro buněčné kultury a biochemii, (endotoxiny max 6 E.U./g)	500 g	R.KK37.3