

**6-BENZYLAMINOPURIN**

6-benzyladenin


**CAS:** 1214-39-7**Vzorec:** C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>N<sub>5</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

225,3

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.5552.1
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.5552.2
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.5552.3