

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% NF ROTIPHORESE® (29:1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přísadkou bisakrylamidu (poměr 29:1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

- Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů < 30 kD, oligonukleotidů DNA a pro long-run DNA sekvenování

Technické parametry

Hustota:	1,024 g·cm ⁻³
Bezpečnostní věty (GHS):	H340-H350-H372-H361f-H302+H312-H315-H319-H317
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R.A124.1
pro elfo	500 ml	R.A124.3
pro elfo	1 l	R.A124.2