

Fmoc-L-FENYLALANIN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-fenylalanin


CAS: 35661-40-6**Vzorec:** C₂₄H₂₁NO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

387,4

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	10 g	R.6658.1
min 99 %, pro biochemii	50 g	R.6658.2
min 99 %, pro biochemii	250 g	R.6658.3