

**BOC-L-PROLIN**

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-prolin


**CAS:** 15761-39-4**Vzorec:** C<sub>10</sub>H<sub>17</sub>NO<sub>4</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

215,3

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.6932.1
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.6932.2
min 98 %, pro biochemii	100 g	R.6932.3