

DNA marker 100 bp ekvalizovaný


DNA marker s 11 fragmenty o celkovém rozsahu 100 - 1000 bp

- Klasický marker pro analýzu malých fragmentů DNA
- Ideální zejména pro analýzu fragmentů menších než 500 bp
- Zvýrazněné fragmenty o velikosti 500 bp pro snadnější orientaci a analýzu
- Využitelné pro cca 500 pruhů na minigelu / 100 µg
- Intenzita jednotlivých pruhů je (díky nastavení množství DNA) porovnatelná (ekvalizovaná)
- Marker je dodáván v lyofilizované formě

Technické parametry

Teplota skladování:

-20 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
DNA marker 100 bp ekvalizovaný	20 µg + nanášecí pufr	R.T833.1
DNA marker 100 bp ekvalizovaný	4 x 20 µg + nanášecí pufr	R.T833.2