

100× TE pufr ROTI®-STOCK

100× koncentrovaný zásobní roztok Tris / EDTA

- Ready-to-use sterilní zásobní roztok TE pufru pro skladování DNA vzorků
- Řada jiných enzymů (např. ligázy) však bude inhibována také, proto by TE pufr neměl být využíván pro klonování
- EDTA obsažená v pufru inhibuje DNázy, čímž chrání DNA před degradací

Technické parametry

Složení: 1M Tris (pH 8,0), 100 mM EDTA (pH 8,0), deionizovaná voda

Bezp. věty (GHS): H315-H319



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii, BioScience-Grade	1 l	sklo	R.1052.1