


**Fmoc-L-ALANIN MONOHYDRÁT**

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-alanin monohydrát

**CAS:** 207291-76-7**Vzorec:** C<sub>18</sub>H<sub>17</sub>NO<sub>4</sub> · H<sub>2</sub>O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 329,35

Teplota skladování: -20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.6646.1
min 98 %, pro biochemii	50 g	R.6646.2
min 98 %, pro biochemii	250 g	R.6646.3
min 98 %, pro biochemii	500 g	R.6646.4
min 98 %, pro biochemii	1 kg	R.6646.5