

**SDS 20% ROTI® Stock**

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu

- Sterilně filtrovaný přes membránový filtr 0,2 µm
- Zásobní roztok SDS a další roztoky obsahující SDS se mohou při pokojové teplotě snadno vysrážet
- Doporučujeme krystaly rozpustit krátkým zahřátím na teplotu +30 až +50 °C
- Uchovávejte na suchém místě mimo dosah světla

**Technické parametry**

Složení:	20% SDS, deionizovaná voda
Bezpeč. věty (GHS):	H315-H318
Teplota skladování:	+15 až +25 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
SDS 20% ROTI® Stock, BioScience Grade	1 l	sklo	R.1057.1