

**ROTI®-FECT**

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

- Vysoce účinná reprodukce DNA v savčích buňkách
- Výborná reprodukovatelnost a široká škála použitelnosti
- Nízká buněčná toxicita, použitelné pro různé buněčné linie
- Nedochází k inhibici sérem
- 1 ml stačí pro cca 400 transfekcí (na 24 jamkových destičkách)
- Připraveno k okamžitému použití
- Skladovat při teplotě +4 °C



| Čistota                  | Balení   | Katalogové číslo |
|--------------------------|----------|------------------|
| CELLPURE, pro transfekci | 0,2 ml   | R.P001.1         |
| CELLPURE, pro transfekci | 0,5 ml   | R.P001.2         |
| CELLPURE, pro transfekci | 1 ml     | R.P001.3         |
| CELLPURE, pro transfekci | 5 x 1 ml | R.P001.4         |