

Lopatka odměrná barevná PP | VITLAB

Lopatka s přesně definovanou plnicí hranou

- Lopatka je vhodná i pro potravinářské účely dle CE/1935/2004 a CE/10/2011
- Lopatka s velkým stabilním držadlem použitelná i pro odvažování
- Dobře čitelný objem lopatky na horní straně držadla
- 100 ml sada obsahuje žlutou, červenou, modrou, světle modrou, tyrkysovou, zelenou, šedou, černou a bílou lopatku

Technické parametry

Materiál:	PP
Počet lžiček ve 100 ml sadě:	9



Sada 100ml lopatek

Objem (ml)	Barva	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	červená	160	3	C395940
100	červená	200	3	C396940
100	žlutá	200	3	C396946
100	modrá	200	3	C396950
100	černá	200	3	C396944
100	směs barev	200	sada 9 ks	C396111
250	červená	260	3	C397940