

PC klávesnice SMART CLINICAL BOARD - voděodolná, silikonová

Ideální do prostředí se zvýšenými hygienickými požadavky

- Silikonová klávesnice se 106 klávesami a USB rozhraním
- Lze čistit mýdlovou vodou, dezinfekcí nebo jinými čistícími prostředky
- Vodotěsná a odolná proti prachu
- Dodáváme s českým rozložením kláves (na obrázku je německé rozložení kláves)
- Vhodná pro použití ve zdravotnictví, potravinářství apod.
- Odolnost klávesnice vůči chemikáliím najdete na stránkách výrobce [zde](#)
- Pracujete s nebezpečnými chemikáliemi či jinými látkami a nejste si jisti, zda tyto povrch klávesnice nepoškodí? Klávesnice necháme na vámi používané látky otestovat přímo v laboratoři firmy GETT®
- Klávesnice lze při větším odběru vyrobit na míru vašim potřebám: logo, rozložení znaků, speciální znaky, jiné individuální potřeby
- KLÁVESNICI VÁM PŮJČÍME NEBO PŘEDVEDEME, ABYSTE VĚDĚLI, ZDA VÁM BUDE VYHOVOVAT
- FAQ výrobce [zde](#)

Technické parametry

| | |
|----------------------|-------------------|
| Krytí : | IP 68 |
| Materiál klávesnice: | Silikon |
| Provozní teplota: | -25 °C až +75 °C |
| Rozměry klávesnice: | 375 x 150 x 11 mm |
| Hmotnost: | cca 760 g |
| Záruka: | 36 měsíců |



PC klávesnice SMART CLINICAL BOARD

| Popis | Katalogové číslo |
|---|------------------|
| PC klávesnice SMART CLINICAL BOARD TKG-106 | G900040 |
| Sada klávesnice SMART CLINICAL BOARD TKG-106 + bílá myš INDUMOUSE | G900049 |