

Destilační přístroj MELAdest 65

Pro přípravu malého množství destilované vody

Technické parametry

Objem zásobníku :	4 l
Množství destilované vody :	0,9 l/hod
Vodivost destilované vody:	2 - 3 μ S/cm
Příkon:	520 W
Rozměry (průměr x výška) :	230 x 380 mm
Hmotnost:	3,4 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Destilační přístroj MELAdest 65

Popis	Katalogové číslo
Destilační přístroj MELAdest 65	P214065