


DL-LYSIN HYDROCHLORID

hydrochlorid 2,6-diaminohexanové kyseliny

CAS: 70-53-1**Vzorec:** C₆H₁₄N₂O₂ · HCl**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	182,65
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	500 mg	R.8600.1
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.8600.2
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.8600.3