

Refraktometr laboratorní AR 4 | A. KRÜSS

Abbého stolní refraktometr s vestavěným osvětlením LED

- Hranoly temperovatelné externím oběhovým termostatem
- Osvětlení stupnice, digitální teploměr pro kontrolu teploty
- Odečítání teploty na stupnici v okénku ve stojanu refraktometru


Technické parametry

Rozsah:	index lomu n_D 1,3000 až 1,7200 / 0 až 95 % Brix
Dělení stupnice:	0,0005 n_D / 0,25 % Brix
Přesnost:	+mn0,0002 n_D / +mn0,1 % Brix
Osvětlení hranolů:	590 nm
Životnost LED žárovky:	>100 000 hod
Teplotní rozsah / rozlišení / přesnost:	0 až 99 °C / 0,1 °C / +mn0,5 °C
Rozměry (š x h x v):	100 x 190 x 270 mm
Hmotnost:	2,5 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



P-LAB

Stolní laboratorní refraktometr AR 4



P-LAB

Refraktometr AR 4 s připojeným termostatem PT31

Popis	Katalogové číslo
Abbého refraktometr AR 4	Q585040