

MODŘ NILSKÁ A

C.I.51180, Nile blue sulphate


CAS: 3625-57-8

Vzorec: C₄₀H₄₀N₆O₆S

- Ve vodě rozpustné barvivo pro barvení lipidů a lipidů

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	732,84
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,41
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	modročervená - bezbarvá
Vitální barvení:	test - vitalita, mrtvé buňky modré
Pracovní roztok:	k redoxní indikaci - 0,1 g v 100 ml H ₂ O k barvení lipidů - nasycený vodný roztok, neutrální lipidy - růžově, kyselé lipidy - modře



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
cca 80 %	5 g	sklo	R.4377.2
cca 80 %	10 g	sklo	R.4377.1
cca 80 %	25 g	sklo	R.4377.3