

Pipetovací nástavec Pipetus | HIRSCHMANN

Dva modely nástavce pro bezpečné a pohodlné pipetování klasickými pipetami

- Univerzální silikonový adaptér pro skleněné i plastové pipety od 0,1 do 200 ml
- Regulace rychlosti nasávání a vypouštění tlakem na ovládací knoflíky
- Membránový PTFE filtr 0,2 µm a bezpečnostní zpětný ventil v hlavě Pipetusu
- Nástavec lze sterilizovat při 121°C (mimo PTFE filtru)

Technické parametry

Pipetus Standard Filter : Provedení Standard se speciálním filtrem na sacím přívodu do pumpičky.

Pipetus Junior: Jednoduchá mechanická bezmotorová verze. Identická ruční část s ovládacími ventily a s adaptérem na pipety. Na jedno stisknutí nasávacího ventilu nasaje cca 2 ml roztoku. Výtok závislý na intenzitě stisku vypouštěcího tlačítka. Tlačítko na vyfouknutí.

Záruka pro firmy: 12 měsíců

Záruka pro spotřebitele: 24 měsíců

Model	Velikost pipet	Hmotnost
Standard Filter	0,1 - 200 ml	130 g
Junior	doporučený rozsah 0,5 - 25,0 ml	130 g




Pipetovací nástavec Pipetus



Nástavec pipetovací Pipetus JUNIOR

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pipetus Standard Filter	1	H904000
Pipetus Junior	1	H902000

Příslušenství a náhradní díly



1 - Držák pipety - komplet