


**Stojánek UniRack Jr. | SIMPORT**

Oboustranný stojánek pro zkumavky a mikrozkušavky

- Třetinová kapacita ve srovnání se stojánky UniRack
- Druhá strana pro mikrozkušavky 0,2 a 0,5 ml
- Jedna strana pro zkumavky a mikrozkušavky o průměru 10 až 12 mm
- Možné použít v rozmezí teplot -196 °C až +121 °C
- Stojánek lze autoklávkovat po dobu 30 minut při 121 °C

**Technické parametry**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Materiál:              | PP   |
| Kapacita jedné strany: | 25 zkumavek průměru 10 až 12 mm (zkumavky 10 × 75 mm a 12 × 75 mm, zamrazovací zkumavky 1 až 5 ml, mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml a mikrozkušavky se šroubovacími víčky 0,5, 1,5 a 2,0 ml) |
| Kapacita druhé strany: | 16 mikrozkušavek 0,2 a 0,5 ml  |
| Rozměry:               | 67 × 65 × 27 mm  |



| Popis                | Barva   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------|---------|-------------|------------------|
| Stojánek UniRack Jr. | modrá   | 1           | U500250.M        |
| Stojánek UniRack Jr. | červená | 1           | U500250.R        |
| Stojánek UniRack Jr. | žlutá   | 1           | U500250.Y        |