

DIFENYLAMIN-4-SULFONAN SODNÝ**CAS:** 6152-67-6**Vzorec:** C₁₂H₁₀NNaO₃S**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	271,27
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,84 v 1 M H ₂ SO ₄
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	červenofialová - bezbarvá
Pracovní roztok:	0,2 g v 100 ml H ₂ O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., ACS	1 g	R.2602.3
p.a., ACS	10 g	R.2602.1
p.a., ACS	25 g	R.2602.2