

**DL-LEUCIN**

kyselina 2-amino-4-methylpentanová

**CAS:** 328-39-2**Vzorec:** C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>2</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	131,17
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro biochemii	25 g	R.8599.1
min 98,5 %, pro biochemii	50 g	R.8599.2
min 98,5 %, pro biochemii	250 g	R.8599.3