

**Baňka odměrná PP a TPX s PE zátkou | KARTELL**

Autoklávovatelná baňka se standardní kónickou zátkou

- Baňky jsou individuálně kalibrované při 20 °C

**Technické parametry**

Balení:

1 ks



PP				TPX			
Objem (ml)	Tolerance (+mn ml)	Hrdlo	Katalogové číslo	Objem (ml)	Tolerance (+mn ml)	Hrdlo	Katalogové číslo
25	1	12/21	K001484	25	1	12/21	
50	1	14/23	K001485	50	1	14/23	K002485
100	1	14/23	K001486	100	1	14/23	K002486
250	2	19/26	K001487	250	2	19/26	K002487
500	5	19/26	K001488	500	5	19/26	K002488
1000	10	19/26	K001489	1000	10	19/26	K002489