


DIISOPROPYLETHER

isopropylether, IPE

CAS: 108-20-3**Vzorec:** C₆H₁₄O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	102,18
Hustota:	0,72 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H336-EUH066-EUH019



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu, stabilizovaný	1 l	R.T899.1
min 98 %, pro syntézu, stabilizovaný	2,5 l	R.T899.2
min 98 %, pro syntézu, stabilizovaný	5 l	R.T899.4
min 98 %, pro syntézu, stabilizovaný	10 l	R.T899.3
min 98 %, pro syntézu, stabilizovaný	25 l	R.T899.5
ROTIPURAN® min 99 %, p.a., stabilizovaný	1 l	R.T919.1
ROTIPURAN® min 99 %, p.a., stabilizovaný	2,5 l	R.T919.2
ROTIPURAN® min 99 %, p.a., stabilizovaný	5 l	R.T919.4
ROTIPURAN® min 99 %, p.a., stabilizovaný	10 l	R.T919.3