

Membrána dialyzační "Visking"

Dialyzační membrány (střeva) z regenerované celulózy pro laboratorní analýzu a pro ultrafiltraci

- Obsahují vodu a glycerin pro uchování vlhkosti a asi 0,1 % sloučenin síry
- Jsou nepropustné pro proteiny a bakterie

Technické parametry

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Hraniční molekulová hmotnost (MWCO) : | 14 000 Dalton |
| Vzdálenost pórů : | 1,5 až 2,0 nm |
| Trvanlivost: | 2 roky |
| Stabilita: | 5-9 pH |



Membrána dialyzační "Visking"

| Typ | Tloušťka stěny (mm) | Průměr (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Katalogové číslo |
|----------|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 8/32 | 0,050 | 7 | 10 | 30 | R178011 |
| 8/32 | 0,050 | 7 | 10 | 152 | R178111 |
| 20/32 | 0,020 | 16 | 25 | 152 | R065311 |
| 27/32 | 0,025 | 21 | 34 | 30 | R178411 |
| 27/32 | 0,025 | 21 | 34 | 152 | R065411 |
| 36/32 | 0,025 | 27 | 44 | 30 | R178511 |
| 36/32 | 0,025 | 27 | 44 | 152 | R065511 |
| 1-7/ 8ss | 0,041 | 49 | 76 | 30 | R535811 |