

Páska a štítek indikační sterilizační

Samolepicí páska a štítky pro kontrolu sterilizace

Technické parametry

Rozměry pásků:	19 mm x 50 m
Změna barvy pásků při autoklávování :	10 minut při 121 °C / 2 minuty při 134 °C
Změna barvy pásků při horkovzdušné sterilizaci:	30 minut při 155 °C



Páska a štítek indikační sterilizační

Druh sterilizace	Formát	Barevná změna	Balení (ks)	Katalogové číslo
Horkovzdušná	páska	zelená/hnědá	1	K001051
Autokláv	páska	běžová/tmavě hnědá	1	K001052