

KYSELINA DL-MLÉČNÁ


syntetická, kys. 2-hydroxypropionová

CAS: 598-82-3

Vzorec: C₃H₆O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	90,08
Hustota:	1,21 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H318-H315



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 90 %, Ph.Eur.	1 l	R.8994.1
min 90 %, Ph.Eur.	2,5 l	R.8994.2