

Baňka s kulatým dnem úzkohrdlá | PYREX®

Kulatá baňka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál:

borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	50	18	105	1	B112108
100	65	18	115	1	B112109
250	85	30	144	1	B112112
500	105	30	175	1	B112116
1 000	131	36	200	1	B112120
2 000	166	45	260	1	B112122
4 000	207	45	315	1	B112124
6 000	236	57	355	1	B112126
10 000	279	57	420	1	B112127
20 000	345	67	515	1	B112129