

## Miska třecí porcelánová s tloučkem

Glazovaná nebo drsná třecí miska a tlouček

### Technické parametry

Maximální teplota: 1 000 °C

Balení: komplet miska a odpovídající tlouček



Miska třecí porcelánová

Drsná						Glazovaná					
Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Délka tloučku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Délka tloučku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	60	32	54	1	P910110	25	60	32	54	1	P912110
30	70	37	115	1	P910112	30	70	37	115	1	P912112
50	81	42	115	1	P910146	50	81	42	115	1	P912146
75	91	46	115	1	P910182	75	91	46	115	1	P912182
110	100	50	135	1	P910220	110	100	50	135	1	P912220
150	113	56	135	1	P910260	150	113	56	135	1	P912260
220	125	64	150	1	P910326	220	125	64	150	1	P912326
325	144	71	150	1	P910382	325	144	71	150	1	P912382
500	163	82	175	1	P910433	500	163	82	175	1	P912433

## Tlouček porcelánový

Glazovaný nebo drsný náhradní porcelánový tlouček pro třecí misky

Drsný					Glazovaný				
Délka (mm)	Průměr hlavy (mm)	Pro misky o objemu (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Délka (mm)	Průměr hlavy (mm)	Pro misky o objemu (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo

54	14	25	1	P021300	54	14	25	1	P021301
115	24	30, 50, 75	1	P021310	115	24	30, 50, 75	1	P021311
135	30	110, 150	1	P021320	135	30	110, 150	1	P021321
150	36	220, 325	1	P021330	150	36	220, 325	1	P021331
175	42	500	1	P021340	175	42	500	1	P021341



 P-LAB

Tlouček porcelánový